

vykazujú seriózne riziko nepriaznivej reakcie, v prípade nosenia týchto šošoviek v noci. Kontaktné šošovky určené na predĺžené nosenie musia byť pravidelne čistené a dezinfikované. Rieďte sa radami vášho očného špecialistu v prípade čistenia a výmeny kontaktných šošoviek. Klinické štúdie vykazujú, že je zvýšené nebezpečenstvo nepriaznivého účinku pri predĺženom nosení kontaktných šošoviek v porovnaní s denným nosením. Štúdie tak isto vykazujú vážne nebezpečenstvo nepriaznivého účinku pri predĺženom nosení v prípade nesprávneho čistenia a nedodržania plánovanej výmeny šošoviek. Štúdie preukázali, že fajčiar vykazujú vyššie riziko nepriaznivých reakcií. V prípade, že pociťujete počiť nepohodlia v očiach, zvýšené slzenie, zmeny videnia alebo začervenanie očí, vyberte okamžite kontaktné šošovky z očí a kontaktujte svojho očného špecialistu.

Doporučujeme, aby ste navštívili svojho očného špecialistu 2 krát do roka alebo ak je potrebné, tak častejšie.

Naplňte puzdiečko s čerstvým roztokom vzduchu, keď v ňom chcete uložiť kontaktné šošovky, nikdy nepoužívajte ten istý roztok viackrát. Zlikvidujte použitý roztok ihneď potom, čo si vyberiete z puzdiečka šošovky. Nikdy nepoužívajte na čistenie šošoviek a puzdiečka vodu z vodovodu, destilovanú vodu alebo ľadkovú vodu.

Vyprázdnite puzdiečko, potom očistite a opláchnite vodu šošovky s ReNu MultiPlus® multi-purpose solution. Nechajte puzdiečko na vzduchu vyschnúť vzduchu po vybratí šošoviek. V prípade, že chcete aby roztok rýchlejšie vytiekol, otočte puzdiečko hore dnom. Vymieňajte vaše puzdiečko raz za mesiac.

Varovanie: V prípade, že nebudete vymieňať roztok v puzdiečku po každom použití šošoviek alebo budete používať pitnú vodu na čistenie šošoviek, hrozí vám nebezpečenstvo kontaminácie, ktoré môže viesť k ohrozeniu očí a potenciálnej strate videnia. Pozrite si dodatočné dôležité bezpečnostné inštrukcie

POKYNY:

- Vždy sa riadte pokynmi na používanie. Chyba v používaní produktu môže viesť k strate zraku.
- Pravidelne navštevujte očného špecialistu.
- Vždy si umývajte a osušte ruky pred manipuláciou so šošovkami.
- Nepoužívajte vodu z vodovodu alebo ľadkovú vodu na čistenie šošoviek a puzdiečka.
- Vždy používajte čerstvý roztok na čistenie a dezinfekciu šošoviek.
- Vždy zlikvidujte zostatkový roztok vo vašom puzdiečku po každom dezinfekčnom cykle.
- Fyziologický roztok alebo zvlhčujúce kvapky nedezinfikujú vaše šošovky.
- Vždy vymeňte roztok a šošovky podľa návodu.
- Meňte puzdiečko na šošovky každý mesiac.
- Aby ste sa vyhlí kontaktnými, chráňte puzdiečko pred stykom s iným povrchom. Vymeňte záver po použití.
- Nepoužívajte iné očné lieky v spojitosti s roztokom. Je to možné iba pod dohľadom lekára.
- Nevhodné na používanie tepelnou dezinfekciou.
- Nedrte fľaštičku pevne zatvorenú v prípade, že ju nepoužívate.
- Používajte roztok pred dobou expirácie, ktorá je označená na fľaštičke a na obale.
- Zlikvidujte zostávajúci roztok do 90 dní od dátumu otvorenia.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Uchovávajte pri izbovej teplote.

DŹLEŽITÉ: V prípade, že sa vyskytne podráždenie očí alebo slzenie, ktoré pretrváva alebo sa zvyšuje, alebo sa zhorší videnie, prerušte používanie šošoviek a urýchlene navštívte vášho očného špecialistu.

PEČLIVÉ LETÁK PREČTETE A UCHOVETE PO BUDOUCÍM POUŽITÍ

BAUSCH + LOMB

ReNu MultiPlus®
multi-purpose solution

POKYNY: Pri dennom čistení, dezinfekcii a odstraňovaní proteínov postupujte die týchto jednoduchých krokov.

KROK 1:

Na každú stranu povrchu čoček naneste 3 kapky viacúčelového roztoku ReNu MultiPlus® a zleďte otrejte 20 sekund na každej strane.

KROK 2:

Každou stranu čoček dôkladne oplachujte 5 sekund roztokom ReNu MultiPlus®.

KROK 3:

Výčistné kontaktné čochy uložte do pouzdra na čochy a pouzdro naplňte roztokom ReNu MultiPlus®. Roztok nechte pôsobiť najmenej 4 hodiny. Pamätajte si: vždy používajte čerstvý roztok – nikdy nepoužívajte již použitý roztok.

Vaše čochy jsou nyní připraveny k použití. V případě, že se na čochce objeví nečistoty, opláchnete čochy roztokem ReNu MultiPlus® před vložením do oka. Vždy dodržujte pokyny svého očného špecialisty. Na základě individuálního chemického složení vašich slz a rozvrhu nosení čoček vám váš očný špecialista může doporučit další výrobky nebo postupy.

UCHOVÁVANÍ:

Čochy můžete uchovávat v neotevřeném pouzdrú na čochy připravené k použití maximálně 30 dní.

SLOŽENÍ:

Sterilní izotonický roztok, který obsahuje HYDRANATE® (hydroxyalkylfosfonát) 0.03%, kyselinu boritou, edetát disodný, poloxamin 1%, boritan sodný a chlorid sodný; DYMED™ (polyaminopropyl biguanid) 0.0001%.

PŮSOBNÍ:

Čisti, uvolňuje a odstraňuje nahromaděné usazeniny a proteiny z měkkých kontaktních čoček. Ničí škodlivé mikroorganismy na povrchu čoček. Oplachuje, uchovává a lubrikuje čochy před vložením do oka.

INDIKACE:

BAUSCH + LOMB ReNu MultiPlus® roztok je určen k dennému čištění, dennímu odstraňování proteínů, oplachování, chemické (ne tepelné) dezinfekci a uchování všech měkkých kontaktních čoček dle doporučení Vašeho očného špecialisty.

KONTRAINDIKACE:

Máte-li alergie na některou složku tohoto výrobku, nepoužívajte jej.

VAROVÁNÍ: problémy se zrakem včetně rohovkového vředu se mohou objevit náhle a mohou vést ke ztrátě zraku. Kontaktní čochy určené pro denní nosení nejsou vhodné k používání během spánku. Klinické studie vykazují zvýšené riziko nepříznivé reakce v případě nosení těchto čoček během spánku. Kontaktní čochy určené k prodlouženému nošení, musí být pravidelně čistené a dezinfikované.

Dbejte pokynů vašeho očného špecialisty. Klinické studie vykazují, zvýšené riziko nežádoucích účinků při prodlouženém nošení kontaktních čoček v porovnaní s denním nošením. Studie také vykazují vážne nebezpečí nepříznivého účinku při prodlouženém nošení v případě nesprávneho čištění a nedodržení plánovanej výmeny čoček. Studie prokázaly zvýšené riziko nežádoucích reakcií u kuřáků. V prípade počtu nepohodli v očiach, zvýšeného slzenia, zmeny videnia nebo zarudnutí očí, vymeňte kontaktní čochy z očí a vyhledejte svého očného špecialistu. Doporučujeme navštívte očného špecialistu 2x ročně, v případě potřeby častejšie.

Pouzdro na čochy byste měli naplnit čerstvým roztokem pokaždé, když do něj vkládáte čochy, nikdy nepoužívajte roztok znovu. Když čochy vyjmete z pouzdra, vždy byste z něj měli roztok okamžitě vyliť. Jakoukoliv vodu – vodovodní, balenou nebo destilovanou – či jakýkoliv jiný nesterilní roztok, nikdy nepoužívajte pro uchování, čištění nebo oplachování kontaktních čoček.

Pouzdro na čochy vždy vyprázdníte, očistíte a propláchnete ReNu MultiPlus® roztokem. Pouzdro nechte pokaždé oschnout na vzduchu. Vymeňte pouzdro na čochy každý měsíc.

Varování: Nemyšlíte-li se roztok v pouzdrú na čochy za nový po každém použití nebo použijte-li se obvyklé vodu k péči o čochy, může dojít ke kontaminaci a poškození vašich očí, což může vést až ke ztrátě zraku. Čtete další důležité bezpečnostní informace.

POKYNY:

- Vždy dodržujte pokyny k použití. Jejich nerespektování může vést ke ztrátě zraku.
- Navštevujte pravidelně svého očného špecialistu.
- Před manipulací s čochkami si vždy umyjte a osušte ruce.
- Pro péči o čochy nepoužívajte vodu z vodovodu, balenou vodu nebo sliny.
- K čištění a dezinfekcii kontaktních čoček vždy používajte čerstvý roztok.
- Vždy vylijte zbývající roztok z pouzdra na čochy po každé dezinfekční procedúre.
- Sliny nebo zvlhčující kapky nedezinfikují kontaktní čochy.
- Vždy nahraďte roztok a kontaktní čochy die inštrukci.
- Pouzdro na čochy vymeňte za nové po 30 dnech používání.
- Abyste zabránili kontaminaci roztoku, nedotýkajte se horního okraje láhve žádnou částí těla ani svým okem a žádným jiným předmětem. Po použití víčko znovu nasadte.
- Nepoužívajte při tepelné dezinfekcii.
- Láhev pečlivě zavřijte.
- Používajte jen do oka expirace uvedeného na obalu a láhve.
- Vylijte zbývající roztok po 90 dnech od otevření.
- Udržujte mimo dosah detí.
- Skladujte při pokojové teplotě.

POZOR: Jestliže se vyskytne, přetrvává nebo zvrstává podráždení či nadměrné slzení, nebo pokud se Vám zhoršuje videní, přestaňte roztok používat a okamžitě se poraďte se svým očním špecialistou.

Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman St.
Rochester, NY 14609, USA



Autoryzovaný predstaviteľ v UE: Bausch & Lomb Incorporated,
106 London Road, Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Manufactured by Wytwórca: Bausch & Lomb-IOM Spa, 20846 Macherio, (Milan) Italy.

Žnačí oznacenie symbolmi "TM" náleža die spoloči z grupy Bausch & Lomb. "®" are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates. © Bausch & Lomb Incorporated

STERILE A

CE 0050

Wyprowadzono we Włochach/Made in Italy.
www.bausch.com

184084719-01